

今、そこにある未来。"nature" を追求したプレス インゴット。

# IPS e.max<sup>®</sup> Press Impulse





## 可能性を広げる IPS e.max ～ 新たなインゴット、インパルス

これまでIPS e.max プレス インゴットは、4つの透明度に分類されていました。  
そして今、ニケイ酸リチウム(LS<sub>2</sub>) インゴットの強度(400MPa)を活かし、  
さらに新たな扉を開く、2種類のインパルス インゴット(Value、Opal)をラインナップ。  
バリュー(Value)は明度の範囲を広げ、  
オパール(Opal)は陶材築盛せずにオパール効果を表現します。




今、そこにある未来。

強度と審美性を兼ね備えたIPS e.maxは、さらなる進化を続けます。

### *Value*

バリューインゴットは3種類の明度があり、天然歯のような輝きを示すため、天然歯列の中に自然に調和します。インゴットの輝きが、歯牙のシェード調整を容易にします。



#### IPS e.max プレス インパルス インゴット

S (5 個)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635562</span>	V1	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635558</span>	V2	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635559</span>	V3
L (3 個)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635566</span>	V1 L	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635567</span>	V2 L	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635568</span>	V3 L

### *Opal*

オパールインゴットは、オパール効果と強度を合わせもつ、エナメル質を再生させたようなインゴットです。オパール効果により、高い審美性とシンベニア(0.3mm)のようなMIの修復にも使用できます。



#### IPS e.max プレス インパルス インゴット

S (5 個)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635560</span>	O1	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635561</span>	O2
L (3 個)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635569</span>	O1 L	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">635570</span>	O2 L

# IPS e.max® Press Impulse

IPS e.max プレス インパルス

## IPS e.max のパートナー

### Programat®

プログラマット プレスファーンセ

IPS e.max プレスの強度や審美性は、Ivoclar Vivadent製のプレス器を使用して初めてその実力を発揮します。



プログラマット EP3000/EP5000のソフトウェアをアップデートすることで、最新のプログラムをご使用頂けます。IPS e.max プレス インパルスは、HTのプログラムを使用してプレスすることもできます。ただし、プログラムはインベストメントリングのサイズで異なりますのでご注意ください。ご使用の際は、IPS e.max プレスの取扱説明書を良くお読みください。

### Variolink® Veneer

バリオリnk ベニア

接着性レジンセメント バリオリnk ベニアを使用することで、IPS e.max プレス インパルスで製作された修復物は、良好な歯牙の接着と高い審美性を得ることができます。明度をコントロールする7種類のシェードにより、状況に応じて修復物の色調を調整することができます。



一般的名称：歯科加圧成形用セラミックス / 販売名：IPS e.max プレス / 認証番号：220AGBZX00010000 / 管理医療機器  
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット EP5000 / 届出番号：13B1X10049IVE003 / 一般医療機器  
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット EP3000 / 届出番号：13B1X10049IVE004 / 一般医療機器  
一般的名称：歯科接着用レジンセメント / 販売名：バリオリnk / 認証番号：220AGBZX000325000 / 管理医療機器

製造販売元

**Ivoclar Vivadent 株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24  
TEL :03-6903-3537 FAX :03-5844-3657  
www.ivoclarvivadent.jp  
info.japan@ivoclarvivadent.com

JP636824B0

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation